

Procédure de commande embout Titane



Embout titane

Exclu GA

poli

mat

LABO PRO
AUDIO

Création
Modélisation
Fabrication

plus d'info



I. 1 – Présentation Embout

Les embouts en titane existent en toutes les tailles et formes.

Ces embouts sont destinés à une clientèle ayant des problèmes d'allergie ou une clientèle demandant des embouts de qualité premium.

Les embouts en titane offrent le meilleur rapport de biocompatibilité actuel.



A. Plusieurs possibilités de finition.

Poli ou Mat.



B. Possibilité de couleurs pour la finition Poli :



Titanium poli
(Standard)



Electric purple



Deep blue



Sky blue



Ice blue



Amber gold



Vintage bronze



Rosé champagne



Flaming magenta




Mamba Green



Candy Apple

C. Possibilité de titanium fashion

Deux modèles Harmonie et Percant





D. Commande d'embout en titane

Toutes commandes d'un embout en titane sera fabriqué en résine UV 3D pour validation de la forme, du confort et du maintien.

Vous recevrez donc un embout Résine UV pour une période d'essai. Dès l'essai validé, nous ferons fabriquer un embout en titane sous un délai de deux semaines.

Vos commandes doivent être passées sur le site Labopro comme habituellement en spécifiant la matière TITANE.

Tous les embouts en titane seront fabriqués avec des bagues de mise en place pour les écouteurs.

E. Validation de l'essai en résine UV

Suite à la validation de l'embout Resine UV. Vous devrez nous envoyer un mail a l'adresse :

contact@laboproaudio.com pour lancer la fabrication de l'embout Titane.

Envoyer un mail à contact@laboproaudio.com en précisant :

- Dans l'Object du mail : N° COMMANDE 25.....
- En précisant la validation de la commande pour fabrication TITANE



F. Déclaration de biocompatibilité matériau.



Declaration
2023-05-09

AP&C Ti-6Al-4V Grade 23 powder conforms with the industry standard ASTM F1580
(*Standard Specification for Titanium and Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium Alloy
Powders for Coatings of Surgical Implants*).

Refer to Appendix X2 of ASTM F1580 for details on Biocompatibility.

Sincerely,

Marie-Noël Dansererau
Senior Customer Quality
Specialist

Digitally signed by Marie-Noël
Dansererau Senior Customer
Quality Specialist
Date: 2023-05-09 17:29:04:00

Marie-Noël Dansereau, B.Sc.
Senior Customer Quality Specialist

E : marienoel.dansereau@ge.com
C: 514-923-6372